

# Quelle chambre me convient le mieux?

Il n'y a pas de chambre d'espacement universelle.

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver la chambre d'espacement la plus appropriée.



## Conseil : Utilisez l'indicateur d'inhalation *Flow-Vu*\*

L'indicateur *Flow-Vu*\* se déplace avec l'inspiration et aide à garantir une utilisation adéquate pour l'administration du médicament.

- Assure une étanchéité adéquate
- Aide à coordonner l'activation avec l'inhalation
- Permet de compter les respirations

**AeroChamber**  
*Plus* **Flow-Vu**

Chambre de Retenue Valvée Antistatique

**Aero2go**  
Chamber

## Nouvelle chambre 2 en 1 avec étui de protection, spécialement conçue pour une utilisation lors des déplacements

La nouvelle chambre **AeroChamber2go**\* aide à administrer le médicament de l'inhalateur là où il devrait dans vos poumons.

- 2 en 1, chambre et étui de protection
- Meilleure administration du médicament, prouvée, en comparaison à l'inhalateur utilisé seul<sup>1</sup>
- Fonctionne avec votre inhalateur pour vous aider à mieux respirer
- Conçu et mis au point avec l'aide des utilisateurs d'inhalateurs



## Entretien et remplacement de la chambre

### Trois raisons pour la remplacer

- 1 Les chambres doivent être remplacées tous les 12 mois pour une administration optimale des médicaments. La chambre **AeroChamber plus® Flow-Vu®** passe un test de cycle de vie un an d'utilisation régulière.
- 2 Passage à un nouveau format.
  - Assurez-vous que les enfants de moins de 5 ans utilisent la taille de masque appropriée.
  - Les enfants devraient passer à un embout buccal à environ 5 ans.
- 3 Il est important de suivre les directives de nettoyage recommandées. A défaut, ça peut entraîner une accumulation de médicaments dans les valves, ce qui peut nuire au rendement de la chambre.

De nombreux régimes d'assurance maladie remboursent si vous avez une prescription. Une soumission manuelle de la demande de remboursement, à la compagnie d'assurance, sera parfois nécessaire.



Pour un rendement optimal, les chambres doivent être remplacées tous les 12 mois